



スマートフォンアプリ「マイエピ」 利用マニュアル



マイランEPD合同会社
(2021年1月)

ご不明の点がございましたら、
こちらの電話番号までご連絡ください。

エピペンカスタマーサポートセンター

0120-303-347 (無料)

(月～土9時～18時 日祝祭日を除く)

目次

はじめに

1. はじめ方
2. 利用者ステータスの設定
3. ユーザー登録

各種機能

1. ノート機能
 1. タグの登録・削除
 2. 記録
 3. 閲覧
 4. PDF化
2. ライブラリー
3. Q&A
4. アナフィラキシー補助治療剤（アドレナリン自己注射薬）関連機能
 1. エピペン緊急時音声ナビ
 2. エピペンの使い方


その他

1. 利用者ステータスの変更

1. はじめ方



画面を右にスワイプし、「はじめる」をタップします。



利用規約を確認し、「同意する」をタップします。


2. 利用者ステータスの設定



利用者ステータスを選択します。

- ・アナフィラキシー補助治療剤（アドレナリン自己注射薬）を使用される可能性のある教職員・保育士・救急救命士の方

3. ユーザー登録



①ニックネーム（入力必須項目）

10文字以内で入力します。

②プロフィール画像

スマホ内に保存された画像、あるいはその場で撮影した画像で登録します。

③アレルギー

原因アレルギーを選択します。複数のアレルギーを登録できます。

④その他のアレルギー

ご自身の原因アレルギーが③にない場合、アレルギーを入力します。

⑤登録

上記項目を入力後、「登録」をタップします。

⑥2人目を追加

2人目以降を追加したい場合は、「2人目を追加」をタップします。最大5人まで登録できます。

※登録をスキップ

後で登録することも可能です。

登録せずにアプリを使用することもできますが、ノート機能を利用するにはユーザー登録が必須です。


ノート機能は、食事内容、症状の発現状況、服薬などの治療内容や検査結果などを写真とともに記録できます。また、記事内容を印刷したり、メールで共有することもできます。記録した内容を診察時に主治医に見てもらおうと良いでしょう。
※ユーザー登録後、ノート機能を利用できるようになります。

1. タグの登録・削除

タグとは分類ラベルのことをいいます。

あらかじめ記録をタグ付けしておく、あとで記録を振り返るときに便利です。

はじめは「症状記録」、「食事記録」が登録されており、最大5つまで登録できます。




- ①ノート画面のえんぴつアイコンをタップします。
- ②「+」をタップします。
- ③10文字以内で入力します。
- ④「保存」をタップします。




※タグを削除する場合は「X」をタップし、「保存」をタップします。

2. 記録



- ① 「+」をタップします。
- ② 新規ノートに、日付、タイトル、本文を入力し、タグを選択、写真を追加します。
- ③ 「保存」をタップします。


3. 閲覧



- ① タグをタップします。
- ② タグ付けされた記録の一覧から、見たい項目をタップします。

4. PDF化

(iPhoneの場合)



- ① 「PDFファイルを保存」をタップします。
- ② 期間やタグで絞り込みます。
- ③ 「保存する」をタップします。
- ④ 「ファイルに保存」をタップします。
- ⑤ 保存先を指定します。
(例では、あらかじめ作成しておいた「マイエビ」を指定しています。)
- ⑥ 「保存」をタップします。
- ⑦ 指定した保存先を開くと、PDFファイルが保存されています。

4. PDF化

(Androidの場合)




- ① 「PDFファイルを保存」をタップします。
- ② 期間やタグで絞り込みます。
- ③ 「保存する」をタップします。

PDFファイルは、ドキュメントフォルダ内の「マイエピ」に保存されています。

アレルギーの原因や症状、治療などに関する疑問にお答えします。

「食物アレルギー」、「蜂毒アレルギー」、「薬物アレルギー」、「アナフィラキシー」、「アドレナリン自己注射薬」に分類されています。



- ①分類項目をタップします。
- ②一覧から、項目をタップします。

キーワードから検索することもできます。



- ①キーワードを入力します。
- ②表示された関連Q&A一覧から、項目をタップします。

1. エピペン緊急時音声ナビ

アナフィラキシーが発現した時に、症状の確認、エピペンの使い方や投与後の対応などについて動画と音声でナビゲーションします。状況に合わせてお使いいただけるよう、2パターンあります。



- ①画面上部の「いまエピペンを使用する」をタップします。
（「エピペンを使用する」という赤いボタンは、画面上部に常に表示されています。）
- ②エピペンを投与すべきか迷っており、アナフィラキシー症状を確認したい場合は、
「症状を確認して使う」をタップします。
今すぐエピペンを使いたい場合は、「今すぐ使う」をタップします。


2. エピペンの使い方

エピペンの使い方動画、エピペンガイドブック日本語版/英語版、エピペンサイトへアクセスし、エピペンについていつでも最新の正しい情報を得ることができます。



1. 利用者ステータスの変更

利用者ステータスは、いつでも変更することができます。




①右下の鍵マークをタップします。

②利用者ステータス変更画面が表示されますので、該当する利用者属性をタップします。

2. お問い合わせ先

お問い合わせにつきましては、「エピペンカスタマーサポートセンター」へご連絡ください。

エピペンカスタマーサポートセンター

 0120-303-347 (無料)

(月～土 9時～18時 日祝祭日を除く)